

MEDMETICS  
**REMESCAR**  
 INSTANT CORRECTIVE SKINCARE

**EYE BAGS &  
 DARK CIRCLES**  
 MICRONEEDLING  
 PATCHES

## 📖 Beschrijving

Remescar Wallen en Donkere Kringen Microneedling Patches zijn speciaal ontwikkeld om wallen en donkere kringen rond de gevoelige zone van de ogen te bestrijden.

## 📖 Gebruiksaanwijzing

1. Reinig en droog je huid. Haal de patch van de folie en verwijder de witte beschermsticker zonder de microstructuur aan te raken.
2. Breng de patch loodrecht aan op het gewenste gebied en activeer de patches door enkele seconden lichte druk uit te oefenen.
3. Laat minstens 4 uur of 's nachts zitten. Verwijder de patches voorzichtig.

Vermijd gebruik op het onderste ooglid. Aanbevolen wordt om twee keer per week te gebruiken. Klinisch bewezen verbetering van wallen na 2 weken.

## 📖 Voorzorgsmaatregelen

- Buiten bereik van kinderen bewaren
- Alleen voor uitwendig gebruik.
- Vermijd contact met slijmvliezen of de ogen. Bij contact met de ogen grondig uitspoelen met water.
- Stop het gebruik als irritatie of overgevoeligheid (roodheid, pijn, enz.) optreedt.
- Alleen gebruiken op normale gezonde, niet geïnfecteerde huid.
- Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is.
- Niet aanbevolen voor kinderen onder de 16 jaar.

## 📖 Inhoud

17 mg x 2 patches

## 📖 Description

Remescar Poches & Cernes Microneedling Patches sont spécialement conçus pour réduire des poches et les cernes autour de la zone délicate du contour de yeux.

## 📖 Mode d'emploi

1. Nettoyez et séchez votre peau. Décollez le patch du film et retirez l'autocollant de protection blanc sans toucher la microstructure.
2. Appliquer le patch perpendiculairement à la zone souhaitée et activer les patches en exerçant une légère pression pendant quelques secondes.
3. Laisser agir pendant au moins 4 heures ou toute la nuit. Retirer les patches avec précaution.

Éviter l'utilisation sur la paupière inférieure. Il est recommandé de l'utiliser deux fois par semaine. Amélioration cliniquement prouvée des poches oculaires après 2 semaines.

## 📖 Précautions d'emploi

- Tenir hors de portée des enfants.
- Usage externe uniquement.
- Éviter tout contact avec les muqueuses ou les yeux. Rincer abondamment à l'eau en cas de contact avec les yeux.
- Cesser l'utilisation en cas d'irritation ou de sensibilisation (rougeur, douleur, etc.).
- N'utiliser que sur une peau normale, saine et non infectée.
- Ne pas utiliser si l'emballage a été endommagé.
- Déconseillé aux enfants de moins de 16 ans.

## 📖 Contenu

17 mg x 2 patches

## 📖 Beschreibung

Remescar Augenringe & Tränensäcke Microneedling Patches wurde speziell entwickelt, um das Erscheinungsbild von Tränensäcken und dunklen Ringen um die empfindliche Augenpartie zu reduzieren.

## 📖 Gebrauchsanweisung

1. Reinigen und trocknen Sie Ihre Haut. Ziehen Sie das Pflaster von der Folie ab und entfernen Sie den weißen Schutzkleber, ohne die Mikrostruktur zu berühren.
2. Kleben Sie das Pflaster senkrecht auf die gewünschte Stelle und aktivieren Sie das Pflaster durch leichten Druck für einige Sekunden.
3. Mindestens 4 Stunden oder über Nacht einwirken lassen. Entfernen Sie die Pflaster vorsichtig.

Vermeiden Sie die Anwendung auf dem unteren Augenlid. Wir empfehlen die Anwendung zweimal pro Woche. Klinisch nachgewiesene Verbesserung von Tränensäcken nach 2 Wochen.

## 📖 Vorsichtsmaßnahmen

- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Nur zur äußerlichen Anwendung.
- Kontakt mit den Schleimhäuten oder den Augen vermeiden. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser ausspülen.
- Bei Reizung oder Sensibilisierung (Rötung, Schmerzen usw.) nicht weiter verwenden.
- Nur auf normaler, gesunder, nicht infizierter Haut anwenden.
- Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Nicht empfohlen für Kinder unter 16 Jahren.

## 📖 Enthält

17 mg x 2 Pflaster

MEDMETICS  
**REMESCAR**  
 INSTANT CORRECTIVE SKINCARE

**EYE BAGS &  
 DARK CIRCLES**  
 MICRONEEDLING  
 PATCHES

### 📄 Description

Remescar Eye Bags & Dark Circles Microneedling Patches are specially designed to reduce the appearance of eye bags and dark circles around the delicate eye area.

### Instructions for use

1. Cleanse and dry your skin. Peel off the patch from the film and remove the white protective sticker without touching the microstructure.
2. Apply the patch perpendicularly to the desired area and activate the patches by adding light pressure for few seconds.
3. Leave on for at least 4 hours or overnight. Carefully remove the patches.

Avoid using on the lower eyelid. Recommend to use twice a week. Clinically proven improvement of eye bags after 2 weeks.

### Precautions

- Keep out of reach of children.
- For external use only.
- Avoid contact with mucous membranes or the eyes. Rinse thoroughly with water in the event of contact with the eyes.
- Discontinue use if irritation or sensitization (redness, pain, etc.) occurs
- Only use on normal healthy, non-infected skin.
- Do not use if the packaging has been damaged.
- Not recommended for children under the age of 16.

### Content

17 mg x 2 patches

### 📄 Descripción

Remescar Bolsas y Ojeras Microneedling están especialmente formulado para reducir la apariencia de las bolsas y ojeras alrededor de la delicada zona de los ojos.

### Modo de empleo

1. Limpie y seque su piel. Despegue el parche de la lámina y retire la pegatina protectora blanca sin tocar la microestructura.
2. Aplicar el parche perpendicularmente a la zona deseada y activar los parches ejerciendo una ligera presión durante unos segundos.
3. Dejar actuar durante al menos 4 horas o toda la noche. Retirar los parches con cuidado.

Evitar su uso en el párpado inferior. Se recomienda utilizar dos veces por semana. Mejora clínicamente probada de las bolsas de los ojos después de 2 semanas.

### Precauciones

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Sólo para uso externo.
- Evitar el contacto con las mucosas y los ojos. En caso de contacto con los ojos, aclarar abundantemente con agua.
- Interrumpir su uso si se produce irritación o sensibilización (enrojecimiento, dolor, etc.).
- Utilizar únicamente sobre piel normal, sana y no infectada.
- No utilizar si el envase está dañado.
- No recomendado para menores de 16 años.

### Contenido

17 mg x 2 parches

### 📄 Descrizione

Remescar Brose e Occhiaie Cerotti di Microneedling è specificamente formulata per ridurre le borse e delle occhiaie nella delicata zona del contorno occhi.

### Istruzioni per l'uso

1. Pulire e asciugare la pelle. Staccare il cerotto dalla pellicola e rimuovere l'adesivo protettivo bianco senza toccare la microstruttura.
2. Applicare il patch perpendicolarmente alla zona desiderata e attivarlo esercitando una leggera pressione per alcuni secondi.
3. Lasciare agire per almeno 4 ore o per tutta la notte. Rimuovere con cautela i cerotti.

Evitare l'uso sulla palpebra inferiore. Si consiglia l'uso due volte alla settimana. Miglioramento clinicamente dimostrato delle borse degli occhi dopo 2 settimane.

### Precauzioni

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Solo per uso esterno.
- Evitare il contatto con le mucose o con gli occhi. Sciacquare abbondantemente con acqua in caso di contatto con gli occhi.
- Interrompere l'uso in caso di irritazione o sensibilizzazione (arrossamento, dolore, ecc.).
- Utilizzare solo su pelle normale, sana e non infetta.
- Non utilizzare se la confezione è stata danneggiata.
- Non è raccomandato per i bambini di età inferiore ai 16 anni.

### Contenuto

17 mg x 2 cerotti

MEDMETICS  
**REMESCAR**  
INSTANT CORRECTIVE SKINCARE

**EYE BAGS &  
DARK CIRCLES**  
MICRONEEDLING  
PATCHES

### **📄 Descrição**

Remescar Papos e Olheiras Microneedling Patches foi especialmente formulado para reduzir os papos e as olheiras em torno da zona delicada dos olhos.

### **Instruções de utilização**

1. Limpar e secar a pele. Retirar o adesivo da película e remover o autocolante branco de proteção sem tocar na microestrutura.
2. Aplicar o adesivo perpendicularmente à zona pretendida e ativar os adesivos exercendo uma ligeira pressão durante alguns segundos.
3. Deixar atuar durante, pelo menos, 4 horas ou durante a noite. Retirar cuidadosamente os adesivos.

Evitar a utilização na pálpebra inferior. Recomenda-se a utilização duas vezes por semana. Melhoria clinicamente comprovada dos papos dos olhos após 2 semanas.

### **Precauções**

- Manter fora do alcance das crianças.
- Apenas para uso externo.
- Evitar o contacto com as mucosas ou com os olhos. Enxaguar abundantemente com água em caso de contacto com os olhos.
- Interromper a utilização em caso de irritação ou sensibilização (vermelhidão, dor, etc.).
- Utilizar apenas em pele normal, saudável e não infetada.
- Não utilizar se a embalagem estiver danificada.
- Não recomendado para crianças com menos de 16 anos.

### **Conteúdo**

17 mg x 2 adesivos