

remescar

OPPERVLAKKIGE
SPATADERS

Beschrijving

Kleine oppervlakkige spataders zijn verwijdingen van kleine adertjes die dicht tegen het huidoppervlak liggen en zichtbaar zijn als paarse, blauwe of rode lijntjes. Ze vertonen gelijkenissen met spataders maar hebben een veel kleinere diameter en zijn niet voelbaar. Remescar Oppervlakkige Spataders is een innovatief medisch hulpmiddel dat is ontwikkeld ter preventie en behandeling van oppervlakkig verkleurde, visuele en structurele imperfecties van de huid (kleine oppervlakkige spataders). De crème vormt een langdurige beschermelaag op en rondom de aangetaste zone. Deze dunne en discrete beschermelaag heeft bovendien een veelzijdige actieve werking. Het product beschermt de huid tegen schadelijke stoffen en voorkomt schade aan de vaatweefsels. Dankzij de fosfolipide-geïnduceerde sferische film, wordt de crème snel opgenomen in de lipidebarrière van de huid.

Daarnaast biedt Remescar Oppervlakkige Spataders bescherming en structurele ondersteuning om de vorming van nieuwe kleine oppervlakkige spataders te voorkomen, vermindert de roodheid van de beschadigde aders en bevordert de microcirculatie. Dankzij deze eigenschappen is Remescar Oppervlakkige Spataders in staat om het huidoppervlak te verstevigen en zichtbaar te verbeteren.

Gebruik

Remescar Oppervlakkige Spataders is ontwikkeld ter preventie, controle en behandeling van huid die is aangetast door kleine oppervlakkige spataders. Het brengt een transparante en dunne beschermelaag aan op de aangetaste huid.

Gebruiksaanwijzing

Zorg ervoor dat de huid schoon en droog is. Open de tube en verwijder de verzegeling van de tube bij het eerste gebruik. Was uw handen. Remescar Oppervlakkige Spataders dient zacht op de aangetaste huid te worden aangebracht. Breng de crème aan met masserende bewegingen tot deze volledig geabsorbeerd is. Vermijd hard wrijven, dit zal de behandeling namelijk niet doeltreffender maken. Breng Remescar Oppervlakkige Spataders tweemaal per dag aan gedurende 2 tot 3 maanden.

Voorzorgsmaatregelen

- Enkel voor uitwendig gebruik.
- Vermijd contact met slijmvlies en ogen.
- Buiten het bereik van kinderen houden.
- Indien u een aderaandoening of spataders heeft, raadpleeg dan eerst een arts vóór gebruik.
- Niet gebruiken op een beschadigde huid (bijv.





bij open wonden, derdegraads brandwonden, acne, eczeem).

- Remescar Oppervlakkige Spataders is niet steriel en mag niet worden gebruikt voor wondverzorging.
- Het gebruik van dit product wordt afgeraden indien u allergisch bent aan een van de bestanddelen. Stop de behandeling indien de huid overgevoelig of geïrriteerd raakt, en raadpleeg een specialist.
- Vermijd het gelijktijdig gebruik van topische crèmes en Remescar Oppervlakkige Spataders. Laat minstens 30 minuten tussen het aanbrengen van beide.
- Het wordt afgeraden om Remescar Oppervlakkige Spataders aan te brengen over andere huidbehandelingsproducten.
- Kan vlekken op kleding veroorzaken indien de crème niet volledig is opgedroogd.
- Niet gebruiken na de vervaldatum. Na openen bij voorkeur binnen de 6 maanden gebruiken.
- Het is aan te raden om het product te bewaren onder 30°C.
- Vermijd overmatige blootstelling van spataders aan zonlicht.

Ingrediënten:

Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride (and) Titanium Dioxide (and) Polyhydroxystearic Acid (and) Aluminium Stearate (and) Alumina, Caprylic/Capric Triglyceride, Zinc Oxide (and) Caprylic/Capric Triglyceride (and) Polyhydroxystearic Acid (and) Isostearic Acid, Glycerin/Aqua/Palmaria palmata extract, Glyceryl Stearate/Behenyl Alcohol/Palmitic Acid/Stearic Acid/Lecithin/Lauryl Alcohol/Myristyl Alcohol/Cetyl Alcohol, Glycerin, Methylpropanediol (and) Caprylyl Glycol (and) Phenylpropanol, Squalane, Silica/Polyurethane-40/CI 61570, Tocopheryl Acetate, Aqua/Chlorella vulgaris extract/Phenoxyethanol, Sodium Ascorbyl Phosphate, PVP, Panthenol, Dimethicone, Aminomethyl propanol, Carbomer, Xanthan gum, Hydroxyethylcellulose, Sodium Hyaluronate, Hydrogenated Phosphatidylcholine, Citric Acid.

Symbolen

-  = fabrikant
-  = batchnummer
-  = vervaldatum
-  = lees de gebruiksaanwijzing
-  = uit het zonlicht houden
-  = bewaren onder 30° C

 Sylphar NV
Xavier De Cocklaan 42
9831 Deurle - België
www.remescar.com

Verdeler

OTC Medical BV
Markt 30A
2611GV Delft
Nederland

remescar

VARICOSITÉS

Description

Les varicosités sont de petits vaisseaux sanguins dilatés situés près de la surface de la peau et caractérisés par des lignes mauves, bleues ou rouges. Elles sont comparables aux varices, mais elles sont bien plus fines en diamètre et elles sont pas palpables.

Remescar Varicosités est un dispositif médical novateur conçu pour la prévention et le traitement des imperfections visuelles, structurelles et décolorées sur la surface de la peau (varicosités) en formant un film occlusif respirable durable, sur et autour de la zone touchée. Cette barrière fine et discrète a plusieurs principes actifs.

Le produit protège la peau contre les agressions toxiques et inhibe les lésions vasculaires. Grâce au film sphérique induit par les phospholipides, il renforcera la pénétration de la crème dans la barrière lipidique cutanée.

De plus, Remescar Varicosités protège et apporte un soutien structurel afin d'éviter la formation de nouveaux vaisseaux sanguins, diminue les rougeurs des lésions vasculaires et améliore la micro-circulation. Grâce à ses propriétés, Remescar Varicosités renforce et améliore l'apparence de la surface de la peau.

Utilisation

Remescar Varicosités est conçu pour la prévention, le suivi et le traitement de la peau affectée par les varicosités. Il libère un film transparent, mince et protecteur qui crée une barrière sur la zone touchée.

Instructions d'utilisation

La peau doit être propre et sèche. Lors de la première utilisation, ouvrez le tube et enlevez l'opercule. Lavez les mains. Appliquez délicatement Remescar Varicosités sur la zone touchée. Massez la crème jusqu'à complète absorption. Ne pas frotter trop fort, car cela n'améliorera pas l'efficacité du produit. Appliquez Remescar Varicosités deux fois par jour pendant 2 à 3 mois.

Précautions

- Usage externe uniquement.
- Éviter le contact avec les muqueuses ou les yeux.
- Garder hors de la portée des enfants.
- En cas de complications vasculaires ou de varices, consulter un professionnel avant utilisation.
- Ne pas utiliser sur des affections dermatologiques qui perturbent l'intégrité de la peau (p. ex. des plaies ouvertes, des brûlures au troisième degré, de l'acné, de l'eczéma).
- Remescar Varicosités n'est pas stérile et ne



doit pas être utilisé comme pansement.

- L'utilisation du produit est déconseillée si vous avez des réactions allergiques à l'un des ingrédients. Si une sensibilisation ou une irritation de la peau se produit, cesser l'utilisation et consulter un professionnel.
- Éviter d'utiliser une crème topique et Remescar Varicosités simultanément. Il est conseillé de laisser s'écouler 30 minutes entre les deux.
- Il est déconseillé d'appliquer Remescar Varicosités sur d'autres traitements cutanés.
- Susceptible de tâcher les vêtements avant le séchage complet.
- Ne pas utiliser après la date de péremption. Une fois le produit ouvert, utiliser dans les six mois.
- Il est conseillé de garder le produit en dessous de 30°C.
- En général, éviter l'exposition excessive au soleil des varicosités.

Ingrédients:

Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride (and) Titanium Dioxide (and) Polyhydroxystearic Acid (and) Aluminium Stearate (and) Alumina, Caprylic/Capric Triglyceride, Zinc Oxide (and) Caprylic/Capric Triglyceride (and) Polyhydroxystearic Acid (and) Isostearic Acid, Glycerin/Aqua/Palmaria palmata extract, Glycerol Stearate/Behenyl Alcohol/Palmitic Acid/Stearic Acid/Lecithin/Lauryl Alcohol/Myristyl Alcohol/Cetyl Alcohol, Glycerin, Methylpropanediol (and) Caprylyl Glycol (and) Phenylpropanol, Squalane, Silica/Polyurethane-40/CI 61570, Tocopheryl Acetate, Aqua/Chlorella vulgaris extract/Phenoxyethanol, Sodium Ascorbyl Phosphate, PVP, Panthenol, Dimethicone, Aminomethyl propanol, Carbomer, Xanthan gum, Hydroxyethylcellulose, Sodium Hyaluronate, Hydrogenated Phosphatidylcholine, Citric Acid.

Symboles

- ☞ = fabricant
- ☞ = numéro de lot
- ☞ = date de péremption
- ☞ = lire les instructions d'utilisation
- ☞ = tenir à l'abri du soleil
- ☞ = conserver en dessous de 30°C

☞
Sylphar NV
Xavier De Cocklaan 42
9831 Deurle
Belgique
www.remescar.com

Distributeur
OTC Medical BV
Markt 30A
2611GV Delft
les Pays-Bas

remescar

BESENREISER

Beschreibung

Besenreiser sind kleine, erweiterte Venen unter der Haut, die durch lilafarbene, bläuliche oder rötliche Äderchen gekennzeichnet sind. Sie ähneln Krampfadern, haben aber einen viel dünneren Durchmesser und sind nicht fühlbar. Remescar Besenreiser ist ein innovatives Medizinisches Gerät, geeignet zur Vorbeugung und Behandlung von oberflächlich verfarbten, optischen und strukturellen Unvollkommenheiten (Besenreiser), durch Bildung einer dauerhaften, atmungsaktiven, okklusiven Schicht auf und um die betroffenen Hautstellen herum. Die dünne und unauffällige Schutzschicht enthält mehrere Wirkstoffe. Das Produkt schützt die Haut vor toxischen Aggressoren und inhibiert strukturelle Schäden an den Gefäßen. Durch den Phospholipid-induzierten, sphärisch gewölbten Schutzfilm, bewirkt es eine hervorragende Integration der Creme in die Haut-Lipid-Barriere. Zusätzlich liefert Remescar Besenreiser Schutz und strukturelle Unterstützung, wodurch die Bildung neuer Blutgefäße verhindert, die Rötung vaskulärer Läsionen reduziert und die Mikrozirkulation verbessert wird. Durch diese Eigenschaften bewirkt Remescar Besenreiser eine Stärkung der Haut sowie eine optische Verbesserung des Hautbildes.

Verwendungszweck

Remescar Besenreiser eignet sich zur Vorbeugung, dem Management sowie der Behandlung von Haut, die von Besenreisern betroffen ist. Es setzt einen durchsichtigen, dünnen Film frei, der eine Schutzbarriere über die betroffene Haut legt.

Gebrauchsanweisung

Die Haut sollte geschlossen, sauber und trocken sein. Bei der ersten Anwendung, die Tube öffnen und die Schutzkappe entfernen. Waschen Sie Ihre Hände. Remescar Besenreiser sollte vorsichtig auf die betroffene Haut aufgetragen werden. Die Creme so lange einmassieren, bis Sie vollständig eingezogen ist. Nicht zu stark einreiben, dies erhöht nicht die Wirksamkeit. Remescar Besenreiser 2x täglich, über einen Zeitraum von 2- bis 3 Monaten, auftragen.

Vorsichtsmaßnahmen

- Ausschließlich zur äußerlichen Anwendung geeignet.
- Den Kontakt mit Schleimhäuten oder Augen vermeiden.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Im Falle vaskulärer Komplikationen oder bei Krampfadern, konsultieren Sie vor der Anwendung bitte einen Arzt.
- Nicht anwenden bei dermatologischen Erkrankungen, welche die Integrität der Haut verletzen (z.B. offene Wunden, Verbrennungen

3. Grades, Akne, Ekzeme).

- Remescar Besenreiser ist nicht steril und darf nicht als Wundauflage verwendet werden.
- Nicht anwenden bei Unverträglichkeiten gegen einzelne Inhaltsstoffe. Bei Hautsensibilisierung/Hautreizungen die Behandlung abbrechen und bei Fortbestand der Reizung einen Arzt konsultieren.
- Die zeitgleiche Anwendung einer Hautpflege und Remescar Besenreiser vermeiden. Es wird empfohlen, 30 Minuten zwischen beiden zu verlassen.
- Es wird abgeraten, um Remescar Besenreiser auf andere Mittel zur Hautbehandlung aufzutragen.
- Kann im noch nicht vollständig getrockneten Zustand Flecken auf der Kleidung verursachen.
- Nicht nach dem Verfallsdatum verwenden. Nach Öffnung sollte das Produkt innerhalb von 6 Monaten aufgebraucht werden.
- Es ist ratsam, das Produkt unter 30°C zu halten.
- Bei Besenreisern sollte generell extreme Sonneneinstrahlung vermieden werden.

Inhaltsstoffe:

Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride (and) Titanium Dioxide (and) Polyhydroxystearic Acid (and) Aluminium Stearate (and) Alumina, Caprylic/Capric Triglyceride, Zinc Oxide (and) Caprylic/Capric Triglyceride (and) Polyhydroxystearic Acid (and) Isostearic Acid, Glycerin/Aqua/Palmaria palmata extract, Glycerol Stearate/Behenyl Alcohol/Palmitic Acid/Stearic Acid/Lecithin/Lauryl Alcohol/Myristyl Alcohol/Cetyl Alcohol, Glycerin, Methylpropanediol (and) Caprylyl Glycol (and) Phenylpropanol, Squalane, Silica/Polyurethane-40/CI 61570, Tocopheryl Acetate, Aqua/Chlorella vulgaris extract/Phenoxyethanol, Sodium Ascorbyl Phosphate, PVP, Panthenol, Dimethicone, Aminomethyl propanol, Carbomer, Xanthan gum, Hydroxyethylcellulose, Sodium Hyaluronate, Hydrogenated Phosphatidylcholine, Citric Acid.

Symbole

- ☞ = Hersteller
- ☞ = Chargennummer
- ☞ = Verfallsdatum
- ☞ = Vor Anwendung Gebrauchsanweisung lesen
- ☞ = Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
- ☞ = Unter 30°C lagern

☞
Sylphar NV
Xavier De Cocklaan 42
9831 Deurle
Belgien
www.remescar.com

Verteiler
OTC Medical BV
Markt 30A
2611GV Delft
Niederlande

CE
0197

