

reme scar

**HUIDSTRIEMEN
VERGETURES
DEHNUNGSSTREIFEN**

REMESCAR HUIDSTRIEMEN

Beschrijving

Huidstriemen of striae zijn een soort litteken dat ontstaat door uitrekking van het onderliggende weefsel van de huid. Huidstriemen komen het vaakst voor op de buik, borsten, dijen of billen. Huidstriemen zijn meestal het gevolg van een snelle uitrekking van de huid door gewichtstoename (zwangerschap, obesitas) of van snelle groei (puberteit) of ziekte (bv. de Ziekte van Cushing). Remescar Huidstriemen is een crème op basis van siliconen die huidstriemen voorkomt en behandelt door een langdurige bescherming te vormen die de huid bedekt. Deze dunne en onopvallende barrière heeft verschillende actieve eigenschappen. Het product beschermt de huid en mildert ontsteking. Dankzij de sferische film met fosfolipiden wordt de crème uitstekend opgenomen in de bescherming van de huid, waardoor de genezing wordt gestimuleerd in de micro-omgeving van het litteken. Daarnaast zorgen de voedende en herstellende bestanddelen van de crème voor een onmiddellijke en langdurige hydratatie van de huid en optimaliseren ze zo de natuurlijke vochtbalans van de huid.

Dankzij deze eigenschappen maakt Remescar Huidstriemen het huidoppervlak steviger en zichtbaar mooier.

Gebruik

Remescar Huidstriemen is ontwikkeld voor de preventie, het beheer en de behandeling van oude en nieuwe huidstriemen. Remescar Huidstriemen laat een transparante, dunne siliconenfilm vrij die een beschermende barrière aanbrengt op de huid.

Gebruiksaanwijzing

De huid moet schoon en droog zijn. Open bij het eerste gebruik de tube en verwijder het beschermkapje. Remescar Huidstriemen moet voorzichtig op de huidstriemen of striae worden aangebracht. Masseer de crème in totdat die volledig is ingetrokken. Wrijf niet te hard want dit zal de doeltreffendheid niet vergroten. Sluit de tube na elk gebruik. Breng Remescar Huidstriemen twee keer per dag aan gedurende twee tot drie maanden.

Als preventieve maatregel: gebruiken vanaf de tweede maand van de zwangerschap. Op bestaande striemen: ononderbroken gebruiken gedurende drie maanden op een normaal gezonde huid.

Voorzorgsmaatregelen

- Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
- Gebruik het product niet onder volgende omstandigheden: op derdegraadsbrandwonden, bij een keizersnede, op open of ontstoken wonden, in geval van acne.
- Vermijd contact met ogen en slijmvliezen.

- Gebruik het product niet op dermatologische aandoeningen waarbij de integriteit van de huid aangetast is.
- Remescar Huidstriemen is niet steriel en mag niet worden gebruikt om wonden te bedekken.
- Bij allergische reacties op een van de bestanddelen wordt het gebruik afgeraden. Bij huidirritatie of overgevoeligheid moet u het gebruik stopzetten. Raadpleeg uw arts als de huid gevoelig blijft.
- Niet aanbevolen voor gebruik door kinderen jonger dan 6 jaar zonder toezicht.
- Wanneer u het product gebruikt op uw borsten terwijl u borstvoeding geeft, raden wij u aan om 30 minuten te wachten na het aanbrengen en de normale hygiëne regels in acht te nemen voordat u borstvoeding geeft.
- Het wordt aanbevolen Remescar Huidstriemen niet aan te brengen over andere huidbehandelingen.
- Gebruik het product niet na de houdbaarheidsdatum. Het wordt aanbevolen om het product na opening niet langer dan zes maanden te bewaren.
- Laat volledig drogen, anders kunnen er vlekken ontstaan op uw kleding.
- Het wordt aanbevolen om het product onder 30°C te bewaren.
- Buiten het bereik van kinderen houden.

Opmerking: elk ernstig incident dat zich heeft voorgedaan met betrekking tot dit medisch hulpmiddel, moet worden gemeld bij de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin u bent gevestigd.

Symbolen

- = Medisch hulpmiddel
- = fabrikant
- = batchnummer
- = vervaldatum
- = lees de gebruiksaanwijzing
- = uit het zonlicht houden
- = Droog bewaren
- = bewaren onder 30°C
- = Niet gebruiken als de verpakking is beschadigd
- = Eén patiënt, meervoudig gebruik

Sylphar NV
Xavier De Cocklaan 24
9831 Deurle - België
www.remescar.com

REMESCAR VERGETURES

Description

Une vergeture ou strie est une forme de cicatrisation provoquée par un déchirement de la couche dermique de la peau. Les zones les plus

communément touchées incluent l'abdomen, les seins, les cuisses ou les fesses. Les vergetures résultent souvent d'un étirement rapide de la peau lié à une prise de poids (grossesse ou obésité), à une croissance rapide (puberté) ou à une maladie (par ex. maladie de Cushing).

La crème à base de silicone Remescar Vergetures prévient et traite les vergetures par l'application d'un film protecteur longue durée sur la peau affectée. Cette barrière fine et discrète présente plusieurs propriétés actives.

Le produit protège la peau et limite l'inflammation. Grâce au film sphérique induit par les phospholipides, il renforce la pénétration de la crème dans la barrière lipidique cutanée et, par conséquent, prend en charge le microenvironnement de la peau afin d'en stimuler la guérison.

De plus, les ingrédients hydratants et réparateurs génèrent une hydratation immédiate et à long terme de la peau, dont ils optimisent l'équilibre hydrique naturel.

Grâce à ces propriétés, Remescar Vergetures renforce et améliore également visiblement la surface de la peau.

Utilisation

Remescar Vergetures est une crème conçue pour la prévention, la prise en charge et le traitement d'anciennes et de nouvelles vergetures. Remescar Vergetures applique un mince film de silicone transparent, qui forme une barrière protectrice sur la peau affectée.

Mode d'emploi

À utiliser sur une peau propre et sèche. À la première utilisation, ouvrez le tube et retirez le capuchon protecteur. Appliquez Remescar Vergetures délicatement sur les vergetures ou stries. Faites pénétrer la crème en massant jusqu'à absorption complète. Ne massez pas trop vigoureusement, cela n'aurait aucun effet sur l'efficacité. Fermez le tube après chaque utilisation. Appliquez Remescar Vergetures 2 fois par jour pendant 2 à 3 mois. Comme mesure préventive : à partir du deuxième mois de grossesse.

Sur des vergetures existantes : sans interruption pendant 3 mois sur une peau saine.

Précautions

- Usage externe uniquement.
- Ne pas utiliser le produit dans les circonstances suivantes : sur des brûlures au troisième degré, sur une cicatrice de césarienne, sur des plaies ouvertes ou infectées, sur une peau affectée par de l'acné.
- Éviter tout contact avec les muqueuses et les yeux.
- Ne pas utiliser en cas d'affection dermatologique qui perturbe l'intégrité de la peau.
- Remescar Vergetures n'est pas stérile et ne doit pas être utilisé comme pansement.



reme scar

HUIDSTRIEMEN
VERGETURES
DEHNUNGSSTREIFEN

- L'utilisation de ce produit est déconseillée en cas de réactions allergiques connues à l'un des composants. En cas de sensibilisation de la peau, cesser le traitement et consulter un médecin si les symptômes persistent.
- Utilisation déconseillée aux enfants âgés de moins de 6 ans sans surveillance.
- Si le produit est utilisé sur la poitrine pendant l'allaitement, il est conseillé d'attendre 30 minutes après l'application du produit et de respecter les principes d'hygiène de base avant chaque allaitement.
- Il est déconseillé d'appliquer Remescar Vergetures sur d'autres traitements cutanés.
- Ne pas utiliser après la date de péremption. Une fois ouvert, il est conseillé d'utiliser le produit dans les 6 mois.
- Risque de tacher les vêtements si le produit n'est pas complètement sec.
- Il est conseillé de conserver ce produit à une température inférieure à 30 °C.
- Maintenir hors de la portée des enfants.

Remarque: tout incident grave survenu en relation avec ce dispositif médical doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel vous êtes établi.

Symboles

- = Dispositif médical
- = fabricant
- = numéro de lot
- = date de péremption
- = lire les instructions d'utilisation
- = tenir à l'abri du soleil
- = Conserver au sec
- = conserver en dessous de 30° C
- = Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
- = Patient unique, usage multiple

Sylphar NV
Xavier De Cocklaan 24
9831 Deurle
Belgium
www.reme scar.com

REME SCAR DEHNUNGSSTREIFEN

Beschreibung

Dehnungsstreifen oder Striae sind eine Form von Narbenbildung durch Risse in der Lederhaut. Zu den am häufigsten davon betroffenen Körperstellen gehören Bauch, Brust, Oberschenkel und Gesäß. Dehnungsstreifen sind oftmals die Folge einer raschen Dehnung der Haut in Verbindung mit Gewichtszunahme (z. B. Schwangerschaft, Adipositas) oder schnellem Wachstum (z. B. Pubertät) bzw. Krankheit (z. B. Morbus Cushing). Remescar Dehnungsstreifen ist eine Creme auf Silikonbasis, die Dehnungsstreifen durch einen

langanhaltenden Schutzfilm, der sich über die betroffene Haut legt, verhindert und behandelt. Diese dünne und diskrete Barriere besitzt mehrere aktive Eigenschaften. Das Produkt schützt die Haut und lindert Entzündungen. Die Creme kann dank des sphärischen Films auf Phospholipidbasis hervorragend vom Lipidmantel der Haut aufgenommen werden und so auf die Mikroumgebung der Narbe einwirken, wodurch der Heilungsprozess angeregt wird. Daneben führen die feuchtigkeitsspendenden und aufbauenden Inhaltsstoffe zur sofortigen und langanhaltenden Hydratation der Haut und optimieren den natürlichen Feuchtigkeitshaushalt der Haut. Dank dieser Eigenschaften sorgt Remescar Dehnungsstreifen auch für die Kräftigung und sichtbare Verbesserung der Hautoberfläche.

Verwendungszweck

Remescar Dehnungsstreifen ist zur Vorbeugung alter und neuer Dehnungsstreifen und zu deren Kontrolle und Behandlung bestimmt. Remescar Dehnungsstreifen bildet über der betroffenen Hautpartie einen transparenten dünnen Schutzfilm auf Silikonbasis.

Anwendung

Die Haut sollte sauber und trocken sein. Öffnen Sie bei der ersten Verwendung die Tube und entfernen Sie die Schutzkappe. Remescar Dehnungsstreifen sollte sanft auf die Dehnungsstreifen oder Striae aufgetragen werden. Massieren Sie die Creme ein, bis sie vollständig absorbiert wurde. Reiben Sie nicht zu fest. Die Wirksamkeit wird dadurch nicht erhöht. Schlauch nach jedem Gebrauch schließen. Wenden Sie Remescar Dehnungsstreifen über einen Zeitraum von 2 bis 3 Monaten zweimal täglich an. Zur Vorbeugung: ab dem zweiten Schwangerschaftsmonat anwenden. Auf bestehenden Dehnungsstreifen: über einen Zeitraum von 3 Monaten kontinuierlich auf normaler, gesunder Haut anwenden.

Wichtige Hinweise

- Nur zur äußerlichen Anwendung.
- Das Produkt unter folgenden Umständen nicht anwenden: auf Verbrennungen dritten Grades, auf einem Kaiserschnitt, auf offenen oder infizierten Wunden, bei bestehender Akne.
- Kontakt mit Augen und Schleimhäuten vermeiden.
- Darf nicht bei dermatologischen Erkrankungen verwendet werden, bei denen die Integrität der Haut beeinträchtigt ist.
- Remescar Dehnungsstreifen ist nicht steril und darf nicht als Wundverband verwendet werden.
- Personen, die auf einen der Inhaltsstoffe allergisch reagieren, sollten das Produkt nicht verwenden. Sollte eine Hautsensibilisierung auftreten, hören Sie mit der Anwendung auf und wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn die Hautsensibilisierung bestehen bleibt.

- Für Kinder unter 6 Jahren nur unter Aufsicht empfohlen.
- Wenn das Produkt auf den Brüsten während der Stillzeit verwendet wird, wird empfohlen, 30 Minuten nach dem Auftragen der Produkts zu warten und die Basishygiene vor jeder Stillmahlzeit einzuhalten.
- Remescar Dehnungsstreifen sollte nicht auf andere Mittel zur Hautbehandlung aufgetragen werden.
- Nach dem Ablaufdatum nicht mehr verwenden. Nach dem Öffnen sollte das Produkt nicht länger als 6 Monate verwendet werden.
- Das Produkt kann zu Flecken auf der Kleidung führen, wenn es nicht völlig trocken ist.
- Das Produkt bei unter 30 °C aufbewahren.
- Von Kindern fernhalten.

Hinweis: Jeder schwerwiegende Vorfall im Zusammenhang mit diesem Medizinprodukt sollte dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats gemeldet werden, in dem Sie ansässig sind.

Symbole

- = Medizinprodukt
- = Hersteller
- = Chargennummer
- = Verfallsdatum
- = Vor Anwendung Gebrauchsanweisung lesen
- = Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
- = Trocken lagern
- = Unter 30° C lagern
- = Nicht verwenden, wenn das Paket beschädigt ist
- = Einzeln Patient, mehrfache Verwendung

Sylphar NV
Xavier De Cocklaan 24
9831 Deurle
Belgium
www.reme scar.com



Scan mij!
Scanne moi!
Scan mich!

We horen graag van u en ontvangen met plezier alle feedback die u heeft over ons product. Nous serions ravis de vous entendre et de recevoir vos commentaires sur notre produit.

Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören und Feedback zu unserem Produkt zu erhalten.

CE
0197