

MEDMETICS
REMESCAR
 INSTANT CORRECTIVE SKINCARE

WRINKLE
 MICRONEEDLING
 PATCHES

📖 Beschrijving

Remescar Rimpel Microneedling Patches werden speciaal ontworpen om kleine rimpels te corrigeren rond de gevoelige zone van de ogen, tussen de wenkbrauwen, rond de neus en de mond.

📖 Gebruiksaanwijzing

1. Reinig en droog je huid. Haal de patch van de folie en verwijder de witte beschermsticker zonder de microstructuur aan te raken.
2. Breng de patch verticaal aan op het aangetaste gebied en druk deze 1-2 minuten aan.
3. Laat minstens 4 uur of 's nachts zitten. Verwijder de patches voorzichtig.

Vermijd gebruik op het onderste ooglid. Aanbevolen wordt om één keer per week te gebruiken. Klinisch bewezen verbetering van rimpels na 2 weken.

📖 Voorzorgsmaatregelen

- Buiten bereik van kinderen bewaren
- Alleen voor uitwendig gebruik.
- Vermijd contact met slijmvliezen of de ogen. Bij contact met de ogen grondig uitspoelen met water.
- Stop het gebruik als irritatie of overgevoeligheid (roodheid, pijn, enz.) optreedt.
- Alleen gebruiken op normale gezonde, niet geïnfecteerde huid.
- Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is.
- Niet aanbevolen voor kinderen onder de 16 jaar.

📖 Inhoud

17 mg x 4 patches

📖 Description

Remescar Ride Microneedling Patches sont spécialement conçus pour corriger les ridules autour de la zone délicate des yeux, entre les sourcils et autour de la bouche et du nez.

📖 Mode d'emploi

1. Nettoyez et séchez votre peau. Décollez le patch du film et retirez l'autocollant de protection blanc sans toucher la microstructure.
2. Appliquer le timbre verticalement sur la zone concernée et appuyer pendant 1 à 2 minutes.
3. Laisser agir pendant au moins 4 heures ou toute la nuit. Retirer les patchs avec précaution.

Éviter d'utiliser le patch sur la paupière inférieure. Il est recommandé de l'utiliser une fois par semaine. Amélioration cliniquement prouvée des rides après 2 semaines.

📖 Précautions d'emploi

- Tenir hors de portée des enfants.
- Usage externe uniquement.
- Éviter tout contact avec les muqueuses ou les yeux. Rincer abondamment à l'eau en cas de contact avec les yeux.
- Cesser l'utilisation en cas d'irritation ou de sensibilisation (rougeur, douleur, etc.).
- N'utiliser que sur une peau normale, saine et non infectée.
- Ne pas utiliser si l'emballage a été endommagé.
- Déconseillé aux enfants de moins de 16 ans.

📖 Contenu

17 mg x 4 patches

📖 Beschreibung

Remescar Falten Microneedling Patches wurde speziell entwickelt, um kleine Fältchen im Augenbereich, zwischen den Augenbrauen sowie an Nase und Mund zu korrigieren.

📖 Gebrauchsanweisung

1. Reinigen und trocknen Sie Ihre Haut. Ziehen Sie das Pflaster von der Folie ab und entfernen Sie den weißen Schutzaufkleber, ohne die Mikrostruktur zu berühren.
2. Tragen Sie das Pflaster senkrecht auf die betroffene Stelle auf und drücken Sie es 1-2 Minuten lang an.
3. Mindestens 4 Stunden oder über Nacht einwirken lassen. Entfernen Sie die Pflaster vorsichtig.

Vermeiden Sie die Anwendung auf dem unteren Augenlid. Empfohlen wird die Anwendung einmal pro Woche. Klinisch nachgewiesene Verbesserung der Falten nach 2 Wochen.

📖 Vorsichtsmaßnahmen

- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Nur zur äußerlichen Anwendung.
- Kontakt mit den Schleimhäuten oder den Augen vermeiden. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser ausspülen.
- Bei Reizung oder Sensibilisierung (Rötung, Schmerzen usw.) nicht weiter verwenden.
- Nur auf normaler, gesunder, nicht infizierter Haut anwenden.
- Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Nicht empfohlen für Kinder unter 16 Jahren.

📖 Enthält

17 mg x 4 Pflaster

MEDMETICS
REMESCAR
 INSTANT CORRECTIVE SKINCARE

WRINKLE
 MICRONEEDLING
 PATCHES

📄 Description

Remescar Wrinkle Microneedling Patches are specially designed to correct small wrinkles around the delicate eye area, between the eyebrows and around the mouth and nose.

Instructions for use

1. Cleanse and dry your skin. Peel off the patch from the film and remove the white protective sticker without touching the microstructure.
 Evitar su uso en el párpado inferior. Se recomienda utilizar una vez a la semana. Mejora clínicamente probada de las arrugas después de 2 semanas.
 3. Leave on for at least 4 hours or overnight. Carefully remove the patches.

Avoid using on the lower eyelid. Recommend to use once a week. Clinically proven improvement of wrinkles after 2 weeks.

Precautions

- Keep out of reach of children.
- For external use only.
- Avoid contact with mucous membranes or the eyes. Rinse thoroughly with water in the event of contact with the eyes.
- Discontinue use if irritation or sensitization (redness, pain, etc.) occurs
- Only use on normal healthy, non-infected skin.
- Do not use if the packaging has been damaged.
- Not recommended for children under the age of 16.

Content

17 mg x 4 patches

📄 Descripción

Remescar Arrugas Microneedling Patches está especialmente diseñado para corregir pequeñas arrugas alrededor de la delicada zona de los ojos, entre las cejas y alrededor de la nariz y la boca.

Modo de empleo

1. Limpie y seque su piel. Despegue el parche de la lámina y retire la pegatina protectora blanca sin tocar la microestructura.
 2. Aplicar el parche verticalmente sobre la zona deseada y presionar durante 1-2 minutos.
 3. Dejar actuar durante al menos 4 horas o toda la noche. Retirar los parches con cuidado.

Evitar su uso en el párpado inferior. Se recomienda utilizar una vez a la semana. Mejora clínicamente probada de las arrugas después de 2 semanas.

Precauciones

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Sólo para uso externo.
- Evitar el contacto con las mucosas y los ojos. En caso de contacto con los ojos, aclarar abundantemente con agua.
- Interrumpir su uso si se produce irritación o sensibilización (enrojecimiento, dolor, etc.).
- Utilizar únicamente sobre piel normal, sana y no infectada.
- No utilizar si el envase está dañado.
- No recomendado para menores de 16 años.

Contenido

17 mg x 4 parches

📄 Descrizione

Remescar Rughe Microneedling Patches é progettato specificamente per correggere piccole rughe nell'area deicata del contorno occhi, tra le sopracciglia e intorno a nasa e bocca.

Istruzioni per l'uso

1. Pulire e asciugare la pelle. Staccare il cerotto dalla pellicola e rimuovere l'adesivo protettivo bianco senza toccare la microstruttura.
 2. Applicare il cerotto verticalmente sulla zona interessata e premere per 1-2 minuti.
 3. Lasciare agire per almeno 4 ore o per tutta la notte. Rimuovere con cautela i cerotti.

Evitare l'uso sulla palpebra inferiore. Si consiglia l'uso una volta alla settimana. Miglioramento delle rughe clinicamente provato dopo 2 settimane.

Precauzioni

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Solo per uso esterno.
- Evitare il contatto con le mucose o con gli occhi. Sciacquare abbondantemente con acqua in caso di contatto con gli occhi.
- Interrompere l'uso in caso di irritazione o sensibilizzazione (arrossamento, dolore, ecc.).
- Utilizzare solo su pelle normale, sana e non infetta.
- Non utilizzare se la confezione è stata danneggiata.
- Non è raccomandato per i bambini di età inferiore ai 16 anni.

Contenuto

17 mg x 4 cerotti

MEDMETICS
REMESCAR
INSTANT CORRECTIVE SKINCARE

WRINKLE
MICRONEEDLING
PATCHES

📄 Descrição

Remescar Rugas Microneedling Patches foi especialmente concebido para corrigir pequenas rugas em torno da área delicada dos olhos, entre as sobrancelhas e em redor da boca e do nariz.

Instruções de utilização

1. Limpar e secar a pele. Retirar o adesivo da película e remover o autocolante branco de proteção sem tocar na microestrutura.
2. Aplicar o penso verticalmente na zona afetada e pressioná-lo durante 1-2 minutos.
3. Deixar atuar durante, pelo menos, 4 horas ou durante a noite. Retirar cuidadosamente os adesivos.

Evitar a utilização na pálpebra inferior. Recomenda-se a utilização uma vez por semana. Melhoria clinicamente comprovada das rugas após 2 semanas.

Precauções

- Manter fora do alcance das crianças.
- Apenas para uso externo.
- Evitar o contacto com as mucosas ou com os olhos. Enxaguar abundantemente com água em caso de contacto com os olhos.
- Interromper a utilização em caso de irritação ou sensibilização (vermelhidão, dor, etc.).
- Utilizar apenas em pele normal, saudável e não infetada.
- Não utilizar se a embalagem estiver danificada.
- Não recomendado para crianças com menos de 16 anos.

Conteúdo

17 mg x 4 adesivos