



remescar

METLIČKOVÉ ŽILKY

Popis

Metličkové žilky jsou malé rozšířené krevní cévy nacházející se v blízkosti povrchu kůže, které se projevují jako fialové, modré nebo červené mapy na pokožce. Žilky jsou podobné křečovým žilám, ale jsou v průměru tenčí a nejsou hmatatelné.

Remescar metličkové žilky je inovativní krém určený k ošetření povrchových zabarvení a viditelných a strukturálních nedokonalostí kůže a k prevenci jejich vzniku (metličkové žilky). Principem účinku je vytvoření dlouhotrvajícího prodyšného filmu nad postiženou kůží a kolem ní, čímž dochází ke zlepšení vzhledu pokožky. Tato tenká bariéra má několik aktivních vlastností. Výrobek chrání pokožku před toxickými látkami, a před poškozením cév jimi způsobených. Díky fosfolipidům dochází k výbornému vstřebání do lipidové bariéry pokožky. Vrstva krému pokožku chrání a poskytuje jí strukturální podporu, která brání vzniku nových cévek, snižuje zarudnutí a zlepšuje mikrocirkulaci krve. Díky těmto vlastnostem krém zpevňuje pokožku a opticky zlepšuje její povrch.

Použití

Přípravek Remescar metličkové žilky je určen pro prevenci a ošetření pokožky postižené rozšířenými žilkami. Přípravek vytvoří transparentní ochranný film, který tvoří bariéru nad postiženou kůží.

Návod k použití

Kůže by měla být čistá a suchá. Před prvním použitím otevřete tubu a odstraňte ochranný kryt. Umyjte si ruce. Remescar metličkové žilky jemně naneste na postiženou kůži. Vmasírujte krém až do úplného vstřebání. Na postižená místa příliš netlačte, účinnost přípravku se tím nezvyší. Remescar metličkové žilky používejte dvakrát denně po dobu 2-3 měsíců.

Upozornění

- Pouze k zevnímu použití.
- Vyhnete se kontaktu s očima.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- V případě, že máte cévní komplikace nebo křečové žíly, konzultujte použití přípravku s lékařem.
- Nepoužívejte na poraněnou pokožku (např. otevřené rány, popáleniny třetího stupně, akné, ekzémy).
- Přípravek Remescar metličkové žilky není sterilní a nesmí být použit jako obvaz na rány.
- Použití přípravku není vhodné, pokud máte alergickou reakci na jednu ze složek přípravku. Dojde-li k

podráždění kůže, přestaňte přípravek používat a poraďte se svým lékařem.

- Vyhnete se použití přípravku Remescar metličkové žilky a jiného tělového krému ve stejnou dobu. Doporučení: jiný tělový krém aplikujte až po 30 minutách od aplikace krému Remescar.
- Neaplikujte přípravek Remescar metličkové žilky současně s jiným přípravkem určený na ošetření metličkových žilek.
- Remescar metličkové žilky není doporučeno nanášet po použití jiných přípravků k ošetření pokožky.
- Pokud není přípravek plně zaschlý, může obarvit oblečení.
- Nepoužívejte po uplynutí doby spotřeby. Po otevření nepoužívejte výrobek déle než 6 měsíců.
- Je vhodné uchovávat výrobek při teplotě nižší než 30° C.
- Obecně není doporučováno vystavovat kůži s metličkovými žilkami extrémnímu slunečnímu záření.

Složení

Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride (and) Titanium Dioxide (and) Polyhydroxystearic Acid (and) Aluminium Stearate (and) Alumina, Caprylic/Capric Triglyceride, Zinc Oxide (and) Caprylic/Capric Triglyceride (and) Polyhydroxystearic Acid (and) Isostearic Acid, Glycerin/Aqua/Palmaria palmata extract, Glyceryl Stearate/Behenyl Alcohol/Palmitic Acid/Stearic Acid/Lecithin/Lauryl Alcohol/Myristyl Alcohol/Cetyl Alcohol, Glycerin, Methylpropanediol (and) Caprylyl Glycol (and) Phenylpropanol, Squalane, Silica/Polyurethane-40/CI 61570, Tocopheryl Acetate, Aqua/Chlorella vulgaris extract/Phenoxyethanol, Sodium Ascorbyl Phosphate, PVP, Panthenol, Dimethicone, Aminomethyl propanol, Carbomer, Xanthan gum, Hydroxyethylcellulose, Sodium Hyaluronate, Hydrogenated Phosphatidylcholine, Citric Acid.

Symboly

- = výrobce
- = číslo šarže
- = datum expirace
- = Přečtěte si návod k použití
- = skladujte mimo přímé sluneční záření

Sylphar NV
Xavier De Cocklaan 42
9831 Deurle
Belgium
www.remescar.com

CE
0197

191376 RSV-500-0041-2 REG JUL2019





remescar

METLIČKOVÉ ŽILKY

Popis

Metličkové žilky sú malé rozšírené krvné cievy nachádzajúce sa v blízkosti povrchu kože, ktoré sa prejavujú ako fialové, modré alebo červené mapy na pokožke. Žilky sú podobné kŕčovým žilám, ale sú v priemere tenšie a nie sú hmatateľné.

Remescar metličkové žilky je inovatívny krém určený na prevenciu a ošetrovanie povrchových zafarbení a viditeľných a štrukturálnych nedokonalostí (metličkové žilky). Výrobok vytvorí dlhotrvajúci priedušný film nad postihnutou kožou a okolo nej, čím dochádza k zlepšeniu vzhľadu pokožky. Táto tenká bariéra má niekoľko aktívnych vlastností. Výrobok chráni pokožku pred toxickými látkami a pred poškodením ciev nimi spôsobených. Vďaka fosfolipidom dochádza k výbornému vstrebaniu do lipidovej bariéry pokožky. Vrstva krému pokožku chráni a poskytuje jej štrukturálnu podporu, ktorá bráni vzniku nových cievok, znižujú začervenanie a zlepšuje mikrocirkuláciu krvi. Vďaka týmto vlastnostiam krém spevňuje pokožku a opticky zlepšuje jej povrch.

Použitie

Prípravok Remescar metličkové žilky je určený na prevenciu a ošetrovanie pokožky postihnutej rozšírenými žilkami. Prípravok vytvorí transparentný ochranný film, ktorý tvorí bariéru nad postihnutou kožou.

Návod na použitie

Koža by mala byť čistá a suchá. Pred prvým použitím otvorte tubu a odstráňte ochranný kryt. Umyte si ruky. Remescar metličkové žilky jemne naneste na postihnutú kožu. Vmasírujte krém až do úplného vstrebania. Na postihnuté miesta príliš netlačte, účinnosť prípravku sa tým nezvyší. Remescar metličkové žilky používajte dvakrát denne po dobu 2-3 mesiacov.

Upozornenie

- Len na vonkajšie použitie.
- Vyhňte sa kontaktu s očami a sliznicami.
- Uchovávajte mimo dosahu detí.
- V prípade, že máte cievne komplikácie alebo kŕčové žily, konzultujte použitie prípravku s lekárom.
- Nepoužívajte na poranenú pokožku (napr. otvorené rany, popáleniny tretieho stupňa, akné, ekzémy).
- Prípravok Remescar metličkové žilky nie je sterilný a nesmie byť použitý ako obväz na rany.
- Použitie prípravku nie je vhodné, ak máte alergickú reakciu na jednu zo zložiek prípravku. Ak dôjde k

podráždeniu kože, prestaňte prípravok používať a požiadajte o radu lekára.

- Vyhňte sa použitiu prípravku Remescar metličkové žilky a iného telového krému v rovnakom čase. Je doporučené, nechať časový odstup 30 minút medzi používaním týchto prípravkov.
- Ak využívate iný spôsob liečby metličkových žiliek, neaplikujte prípravok Remescar v rovnakom čase.
- Ak nie je prípravok úplne zaschnutý, môže dôjsť k zafarbeniu látok.
- Nepoužívajte po dátume expirácie. Po otvorení nepoužívajte výrobok dlhšie ako 6 mesiacov.
- Je vhodné uchovávať výrobok pri teplote pod 30 ° C.
- Vo všeobecnosti sa neodporúča vystavovať kožu s metličkovými žilkami extrémnemu slnečnému žiareniu.

Zloženie

Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride (and) Titanium Dioxide (and) Polyhydroxystearic Acid (and) Aluminium Stearate (and) Alumina, Caprylic/Capric Triglyceride, Zinc Oxide (and) Caprylic/Capric Triglyceride (and) Polyhydroxystearic Acid (and) Isostearyl Acid, Glycerin/Aqua/Palmaria palmata extract, Glyceryl Stearate/Behenyl Alcohol/Palmitic Acid/Stearic Acid/Lecithin/Lauryl Alcohol/Myristyl Alcohol/Cetyl Alcohol, Glycerin, Methylpropanediol (and) Caprylyl Glycol (and) Phenylpropanol, Squalane, Silica/Polyurethane-40/CI 61570, Tocopheryl Acetate, Aqua/Chlorella vulgaris extract/Phenoxyethanol, Sodium Ascorbyl Phosphate, PVP, Panthenol, Dimethicone, Aminomethyl propanol, Carbomer, Xanthan gum, Hydroxyethylcellulose, Sodium Hyaluronate, Hydrogenated Phosphatidylcholine, Citric Acid.

Symbols

- = výrobca
- = číslo šarže
- = dátum expirácie
- = Prečítajte si návod na použitie
- = Skladujte mimo priameho slnečného žiarenia



Sylphar NV
Xavier De Cocklaan 42
9831 Deurle
Belgium
www.remescar.com

CE
0197

191376 RSV-500-0041-2 REG. JUL2019

